

МЫЛЬНИЦА

ГОТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОГО МЫЛА, ШАМПУНЯ,
МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ



ПРИМЕНЕНИЕ

Приготовление широкого ассортимента средств гигиенической косметики и бытовой химии:

- жидкое мыло, шампуни, бальзамы, кондиционеры, гели для душа, пены для ванн
- жидкие и густые средства для стирки, мойки, чистки, дезинфекции

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МЫЛЬНИЦА-300	МЫЛЬНИЦА-500
Рабочий объем реактора	300 л	500 л
Производительность за смену	900 л готового продукта/ 3 600 упаковок 250 мл	1 500 л готового продукта/ 6 000 упаковок 250 мл
Средний срок окупаемости	5-6 месяцев	3-4 месяца

Установки серии МЫЛЬНИЦА предназначены для оснащения небольших производств и оптимально подходят для выпуска собственных продуктовых линий или организации контрактного производства



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОТЛИЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

- Небольшие вложения для старта производства
- Быстрая окупаемость установки, не более 4-6 месяцев

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Разработка и производство в России, сопроводительная документация на русском языке
- Постоянное совершенствование конструкции на основе анализа обратной связи от потребителей
- Оборудование точно соответствует технологиям выпуска продукции
- Демонстрационный зал в Москве

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Проверка и тестирование каждой установки перед отгрузкой потребителю
- Особое внимание послесварочной обработке сварных швов - зачистке и травлению

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Легкий монтаж и запуск в эксплуатацию в течение 2-3 дней (возможно своими силами)
- Нет необходимости в высококвалифицированном персонале для обслуживания установки
- Быстрая мойка емкостей и труб: отсутствуют непромываемые «тупиковые» зоны

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

- Гарантийный срок 12 месяцев, постгарантийное обслуживание
- Оперативная техническая поддержка
- Комплектующие и запасные части



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель		МЫЛЬНИЦА-300	МЫЛЬНИЦА-500
Общие параметры			
Производительность *	л/смена	900	1 500
Электропитание		380 В / 50 Гц	
Мощность	кВт	31,0	63,0
Габариты (дхшхв)	мм	2500x1000x1800	3000x1200x2000
Вес	кг	300	400
Реактор			
Рабочий объем	л	300	500
Объем минимальной загрузки	л	100	150
Материал		нержавеющая сталь AISI304	
Расходная емкость (опция)			
Рабочий объем	л	300	500
Материал		нержавеющая сталь AISI304	
Насос гомогенизатор			
Мощность	кВт	5,5	7,5
Расход по воде	м ³ /ч	12,0	16,0


* Под заказ возможно изготовление установок с другой производительностью

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



• Реактор

3-х стенная емкость с «рубашкой» для нагрева/охлаждения и рамносабельной мешалкой со скребками
Реактор оснащен 2 тангенциальными вводами, что дает возможность использовать режим частичной загрузки



• Щит управления

контроль и поддержание заданной температуры, регулировка скорости вращения мешалки и насоса-гомогенизатора, функции плавного пуска и останова



• Насос-гомогенизатор с роторно-пульсационной головкой



• Счетчик загрузки жидких компонентов




• Загрузочная воронка для удобной загрузки и предотвращения «забивания» трубопроводов



• Трубопроводный контур на быстроразъемных соединениях с комплектом запорной арматуры

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



Установки серии МЫЛЬНИЦА имеют блочно-модульную конструкцию, которая дает возможность простой перенастройки на производство другого продукта.

Модуль установки	Процесс
Реактор (1) и насос-гомогенизатор (2)	Перемешивание и гомогенизация (повышение однородности) смеси до получения необходимой консистенции
Реактор (1)	Нагрев и термостатирование (поддержание заданной температуры) смеси
Щит управления (3)	Установка и контроль параметров нагрева/охлаждения, перемешивания и гомогенизации
Расходная емкость (4) (опция)	Накопление, хранение и выдача готового продукта на розлив, наличие емкости увеличивает производительность установки в 2-3 раза

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



- **Расходная емкость** для накопления, хранения и выдачи готового продукта, позволяет повысить производительность установки в 2-3 раза



- **Циркуляционный насос** вместо насоса-гомогенизатора для установок, не требующих гомогенизации

НАШИ КЛИЕНТЫ

Производители, успешно применяющие наше оборудование:

- Компания «Русская Косметика»
- Еврокосмед-Ступино (R.O.C.S.)
- Mann&Schröder Cosmetics
- Винэль-косметик
- Innovator Cosmetics
- Демидов Люкс СПА
- Фабрика «Свобода»
- Торнадо Косметик
- Компания Micelline
- VEVE Professional
- SmoRodina
- P.Косметик
- Healing Nature
- УНИК косметик
- Zielinski&Rozen
- L'Cosmetics
- ЛН-Косметика
- К.М. Косметик
- Laros Beauty
- Компания teaRa
- Thai Traditions
- ЭВИ Косметик Лаб
- Биофармлаб
- Гельтек-Медика
- Дезснаб-Трейд
- Алина-Новая
- Хемилайн
- Компания Изагри
и многие-многие другие...



Компания Основа с 1993 года разрабатывает, производит и внедряет технологические линии и оборудование для приготовления жидкой, вязкой и густой продукции косметического, пищевого, медицинского и технического назначения



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

+7 (495) 118 44 33 • www.osn.su